BiClorex	ESPECIFICACIÓN PRODUCTO TERMINADO						
			Código	SANADES13A			
	c	ANOSOL DESENC	Revisión	02			
	3.	ANOSOL DESENC	Sustituye	SANADES13A/01			
				Página	1 de 2		
Fecha de Emisión:	18 Ago 22	Próxima Revisión:	18 Ago 27	Fecha de aplicación	25 Ago 22		

#### 1. NOMBRE GENERICO DEL PRODUCTO

1.1. Jabón líquido desengrasante de alto rendimiento con pH neutro.

### 2. CÓDIGO INTERNO

2.1. SANADES13A

### 3. PRESENTACIÓN

- 3.1. Envase de polietileno con sello o arillo de seguridad en 4 presentaciones.
  - 3.1.1. Envase de polietileno de 1 L. Caja de cartón corrugado (35 largo X 27 ancho X 27 cm. alto), que incluye 12 piezas. Cajas por tendido 11, tendido por trama 5, cajas por tarima 55.
  - 3.1.2. Envase de polietileno de 5 L. Caja de cartón corrugado (35 largo X 27 ancho X 27 cm. alto), que incluye 4 piezas. Cajas por tendido 11, tendido por trama 5, cajas por tarima 55.
  - 3.1.3. Envase de polietileno de 20 L. Entrega a granel en almacén del cliente.
  - 3.1.4. Envase de polietileno de 50 L. Entrega a granel en almacén del cliente.

## 4. INSTRUCCIONES PARA EL MUESTREO

4.1. Las instrucciones del muestreo se realizaran de acurdo al PNO CC 04

### 5. METODO DE ANALISIS

- 5.1. Aspecto. Determinar de acuerdo al MAPT05 Determinación De Aspecto De La Muestra.
- ➤ El método se lleva a cabo con una muestra del producto y se fundamenta en las especificaciones de productos terminados de BiClorex.
  - 5.2 Densidad. Determinar de acuerdo al MAPT07 Determinación de la Densidad.
- ➤ Esta prueba es determinada en un intervalo de 0.65 2.0 g/cm3 y una temperatura de 20 °C con el densímetro.
  - 5.3 **Potencial de hidrogeno pH**. Determinar de acuerdo al MAPT02 Determinación de pH. El potencial de hidrogeno es medido por medio de un potenciómetro en un intervalo de 0-14 en condiciones ambientales normales de laboratorio.
  - 5. 4 Concentración del activo de detergente. Determinar de acuerdo al MAPT08 Determinación del Contenido de Ingrediente Activo de un Detergente. La concentración de un tensoactivoaniónico se determina por medio de titulación con Cloruro de Benzotonio y Bromuro

BiClorex	ESPECIFICACIÓN PRODUCTO TERMINADO						
				Código	SANADES13A		
	C	ANGCOL DECENC	Revisión	02			
	SANOSOL DESENGRASANTE			Sustituye	SANADES13A/01		
				Página	2 de 2		
Fecha de Emisión:	18 Ago 22	Próxima Revisión:	18 Ago 27	Fecha de aplicación	25 Ago 22		

# 6. LIMITES DE ACEPTACIÓN PARA DETERMINACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Líquido transparente
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Inodoro
Densidad a 20°C	1.0 a 1.3 g/cm <sup>3</sup>
Concentración activo detergente	30.0 % +/- 2.00
pH	6.5 a 7.5

## 7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- 7.1. Almacenarse en un lugar fresco seco y apartado de la luz.
- 7.2. Almacenar en recipientes perfectamente tapados.

## 8. PERIODO DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO

8.1. Caducidad de 12 meses

## 9. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO

- 9.1. Mantener bien cerrado durante su traslado.
- 9.2. Utilizar googles guantes de látex y bata para su manipulación.
- 9.3. Evitar el contacto con piel y ojos.

## 10. HISTÓRIAL DE CAMBIOS

Código/Revisión	Descripción de los Cambios	Código de Control de Cambios	Fecha 20 Jul 17	
01	Documento Nuevo	N/A		
02	Actualización por vigencia	gencia N/A		